

Repy[®] Gel

Gel dermatologico per la riepitelizzazione cutanea

Repy[®] Gel trova utile impiego per migliorare l'esito funzionale ed estetico della riepitelizzazione cutanea nel cane e nel gatto.

Repy[®] Gel non è un farmaco veterinario, ma un prodotto dermatologico per cani e gatti.

Applicare una quantità adeguata di prodotto sull'area cutanea interessata. Ripetere l'operazione 2 o più volte al giorno.

Adelmidrol, analogo della palmitoiletanolamide, è in grado di ottimizzare la riepitelizzazione e migliorare l'elasticità dei tessuti cutanei. Svolge inoltre un'azione lenitiva e anti-arrossamento. L'**acido ialuronico** e l'**acido traumatico** mantengono l'integrità, lo stato di idratazione e l'elasticità della cute. Il complesso di estratti vegetali di **Echinacea purpurea** e **Usnea barbata** aiuta a mantenere l'equilibrio della microflora superficiale.

Principio funzionale	Funzione
Adelmidrol	Riepitelizzante / Lenitiva
Acido ialuronico	Ristrutturante
Acido traumatico	Riepitelizzante
Echinacea purpurea	Igienizzante
Usnea barbata	Igienizzante

Composizione: Acqua, glycerin, echinacea purpurea extract, algin, adelmidrol (INN), usnic acid, magnesium hyaluronate trans-2-dodecenedioate, 2-bromo-2,-nitropropane-1,3-diol, sodium hydroxide.

